

Ruthinium® Group



Dental Manufacturing S.p.A.

Via Cà Mignola Nuova, 1699
45021 Badia Polesine
Rovigo (Italy)
+39 0425 51628 - 0425 590587
Fax +39 0425 590156
www.ruthinium.it
info@ruthinium.it

Resine per Odontotecnica



Protesi Mobile

Acry Pol Plus	4
Acry Pol LL	4
Acry Pol R	5
Acry Pol DB	5
Acry Self	6
Acry Self P	6

Resine per Portaimpronte

Acry Tray	7
Acry Tray LC	7

Resine per Ortodonzia

Acry Ort SC	8
Acry Ort HC	8

Resine per Ponti e Corone

Acry C&B	9
Acry C&B KIT	9
Monomero C&B Regular	10
Monomero C&B Special	10
Monomero C&B Self Curing	10
Opaker	10

ACRY POL PLUS

Colori:

P1 P2 P3 P4 P5

Top Quality

Resina acrilica (PMMA) termopolimerizzante ad alto peso molecolare.
Indicata per realizzare protesi mobile totale, parziale, combinata e ribasature.

Principali vantaggi:

- Elevata resistenza meccanica e ai carichi di rottura anche a spessori ridotti.
- Ideale per ottenere protesi leggere con stabilità cromatica e dimensionale.
- Eccellente effetto estetico.

Cod.	Confezioni	
1000003	Acry Pol Plus Polvere	500 g
1000004	Acry Pol Plus Liquido	250 ml
1000013	Acry Pol Plus Polvere	1000 g
1000014	Acry Pol Plus Liquido	500 ml



ACRY POL LL

Colori:

V1 V2 V3 V4 V7 V10 Pink Neutro

Lunga Plasticità

Resina acrilica (PMMA) termopolimerizzante ad alto peso molecolare.
Indicata per realizzare protesi mobile totale, parziale, combinata e ribasature.

Principali vantaggi:

- Elevata resistenza meccanica.
- Ottimo effetto estetico
- Stabilità cromatica e dimensionale.
- Il lungo periodo di plasticità (1 ora) permette la zeppatura sequenziale di diverse protesi.

Cod.	Confezioni	
0920002	Acry Pol LL Polvere	500 g
0930002	Acry Pol LL Liquido	250 ml
0950002	Acry Pol LL Polvere	1000 g
0960002	Acry Pol LL Liquido	500 ml
0980002	Acry Pol LL Polvere	5000 g
0980003	Acry Pol LL Liquido	2500 ml



ACRY POL R

Colori:



Standard-Set

Resina acrilica (PMMA) termopolimerizzante.

Indicata per realizzare protesi mobile totale, parziale, combinata e ribasature.

Principali vantaggi:

- buona resistenza meccanica
- stabilità cromatica e dimensionale
- estetica naturale

Cod.	Confezioni	
0820002	Acry Pol R Polvere	500 g
0830002	Acry Pol R Liquido	250 ml
0850002	Acry Pol R Polvere	1000 g
0860002	Acry Pol R Liquido	500 ml
0880002	Acry Pol R Polvere	5000 g
0880003	Acry Pol R Liquido	2500 ml



ACRY POL DB

Colori:



Quick-set

Resina acrilica (PMMA) termopolimerizzante per protesi mobile.

Lunga plasticità (25 min.) e polimerizzazione rapida in quanto la muffola viene inserita direttamente nell'acqua bollente.

Cod.	Confezioni	
0900002	Acry Pol DB Polvere	500 g
0900003	Acry Pol DB Liquido	250 ml
0900005	Acry Pol DB Polvere	1000 g
0900006	Acry Pol DB Liquido	500 ml
0900008	Acry Pol DB Polvere	5000 g
0900009	Acry Pol DB Liquido	2500 ml



Resine Autopolimerizzabili

ACRY SELF

Colori:



Resina acrilica (PMMA) autopolimerizzante per riparazioni di protesi mobili e per ribasature.

Vantaggi:

- facilità di lavorazione
- ottima plasticità
- stabilità di colore
- perfetta adesione

Cod.	Confezioni	
1020001	Acry Self Polvere	100 g
1030001	Acry Self Liquido	50 ml
1050002	Acry Self Polvere	500 g
1060003	Acry Self Liquido	250 ml
1080003	Acry Self Polvere	1000 g
1090003	Acry Self Liquido	500 ml
1110002	Acry Self Polvere	5000 g
1110003	Acry Self Liquido	2500 ml



ACRY SELF P

Colori:



Resina acrilica (PMMA) autopolimerizzante per realizzazione di selle per protesi scheletrica con la tecnica della colata. Utilizzabile anche per riparazioni di protesi mobile e ribasature.

Vantaggi:

- elevata fluidità e lavorabilità
- stabilità di colore
- perfetta adesione.

Cod.	Confezioni	
1150002	Acry Self P Polvere	500 g
1150003	Acry Self P Liquido	250 ml
1150005	Acry Self P Polvere	1000 g
1150006	Acry Self P Liquido	500 ml
1150008	Acry Self P Polvere	5000 g
1150009	Acry Self P Liquido	2500 ml



Resine per Portaimpronte

ACRY TRAY

Resina acrilica autopolimerizzante per portaimpronta individuali, placche per la registrazione occlusale e montaggio denti. Coefficiente di retrazione minimo e periodo di plasticità di circa 5 minuti.

Colore: white

Cod.	Confezioni	
0720002	Acry Tray Polvere	500 g
0730002	Acry Tray Liquido	250 ml
0750002	Acry Tray Polvere	1000 g
0760002	Acry Tray Liquido	500 ml
0780002	Acry Tray Polvere	5000 g
0780003	Acry Tray Liquido	2500 ml



ACRY TRAY LC

Colori: Neutro Pink Blue

Le basi Acry Tray LC sono indicate per:

- Portaimpronte individuali
- Portaimpronte funzionali in casi di edentulia
- Basi per montaggio di denti in protesi removibile
- Placche occlusali

Acry Tray LC può essere utilizzato con tutti gli appositi apparecchi a luce alogena (lunghezza d'onda 420-480 NM) e a luce UV (lunghezza d'onda 350-400 NM).

Cod.	Confezioni	
0800001	Acry Tray LC	50 basi



Resine per Ortodonzia

ACRY ORT SC

Colori: Neutro Pink Violet

Self Curing

Resina acrilica (PMMA) autopolimerizzante per la realizzazione di placche ortodontiche e costruzione di bites. Semplice da lavorare e caratterizzata da elevata trasparenza. Particolarmente consigliata per la tecnica a spruzzo.

Cod.	Confezioni	
1220002	Acry Ort SC Polvere	500 g
1230002	Acry Ort SC Liquido	250 ml
1250002	Acry Ort SC Polvere	1000 g
1260002	Acry Ort SC Liquido	500 ml
1280002	Acry Ort SC Polvere	5000 g
1290002	Acry Ort SC Liquido	2500 ml



ACRY ORT HC

Colori: 0 Neutro

Hot Curing

Resina acrilica (PMMA) termopolimerizzante per la realizzazione di placche ortodontiche e costruzione di bites. Semplice da lavorare e caratterizzata da elevata trasparenza

Cod.	Confezioni	
1320002	Acry Pol HC Polvere	500 g
1330002	Acry Pol HC Liquido	250 ml
1350002	Acry Pol HC Polvere	1000 g
1360002	Acry Pol HC Liquido	500 ml
1380002	Acry Pol HC Polvere	5000 g
1390002	Acry Pol HC Liquido	2500 ml



Resine per Ponti e Corone

ACRY C&B

Resina acrilica ad alto peso molecolare per:

- Provvisori indiretti in laboratorio
- Provvisori di lunga durata
- Rivestimento estetico su ponti e corone metallici
- Riparazioni

Vantaggi:

- Semplicità d'impiego
- Versatilità
- Elevato risultato estetico, anche a spessore ridotto
- Resistenza all'abrasione e alla rottura
- Scarsa adesione della placca batterica
- Biocompatibilità



Cod.	Confezioni	
0640001	Dentina Acry C&B	40 g
0640002	Dentina Acry C&B	100 g
0640003	Dentina Acry C&B	500 g
0650001	Colletto Acry C&B	40 g
0650002	Colletto Acry C&B	100 g
0650003	Colletto Acry C&B	500 g
0660001	Smalto Acry C&B	40 g
0660002	Smalto Acry C&B	100 g
0660003	Smalto Acry C&B	500 g

Colorazioni disponibili per dentina, colletto e smalto

A1	A2	A3	A3.5	B2	C1	C2	D2	D3		1A	1C	1D	1E	2A	2B	4A	4B
e INCISAL 1 - Smalto universale										e INCISAL 2 - Smalto universale							

Monomero C&B

Monomero C&B Regular

Per la tecnica tradizionale in muffola.

Monomero C&B Special

Per la tecnica a stratificazione libera con spatola.

Monomero C&B Self Curing

Per riparazioni e realizzazione di provvisori a freddo.



Cod.	Confezioni	
0670005	Monomero C&B Regular	60 ml
0670006	Monomero C&B Regular	250 ml
0670007	Monomero C&B Regular	500 ml
0680005	Monomero C&B Special	60 ml
0680006	Monomero C&B Special	250 ml
0680007	Monomero C&B Special	500 ml
0690005	Monomero C&B Self Curing	60 ml
0690006	Monomero C&B Self Curing	250 ml
0690007	Monomero C&B Self Curing	500 ml

Opaker

Opacizzante liquido per ponti e corone.
Effetto coprente e ottima aderenza metallo-resina.



Cod.	Confezioni	
0590004	Opaker Acry C&B	10 ml

ACRY C&B KIT

Kit per ponti e corone provvisori composto da:

3 x 40g Dentina
1 x 40g Smalto universale
2 x 60ml Liquido SC

Accessori:

1 Scodellina in gomma
1 Spatola

Colori disponibili:

A2 - A3,5 - C2
oppure
2A - 2B - 4B

Cod.	Confezioni
0590005	Acry C&B Kit



OPAKER

Distributed by



**Ruthinium®
Group**

Dental Manufacturing Spa

Via Ca' Mignola Nuova, 1699 - 45021 Badia Polesine - Rovigo (Italy)

+39 0425 51628 - 0425 590587 - Fax +39 0425 590156

www.ruthinium.it - info@ruthinium.it