



Ruthinium Disc

¡Cada detalle es importante!



Ruthinium Disc



Discos de PMMA para el mecanizado CAD-CAM de puentes y coronas provisionales, realizados con resina de alto peso molecular cross-linked, que garantiza fidelidad en la reproducción de los detalles y resistencia incluso con espesores sutiles.

VENTAJAS


- Alta reproducción de los detalles en el fresado
- Ausencia de astillas incluso en capas finísimas
- Resistencia a la abrasión
- Fluorescencia
- Completamente calcinable, no deja residuos
- Estabilidad cromática y ausencia de cualquier tipo de porosidad
- Biocompatibilidad de los materiales

ESTRATIFICACIÓN NATURAL

Ruthinium Disc Multilayer se caracteriza por una estratificación progresiva que garantiza a los provisionales un efecto estético natural.



¡Cada detalle es importante!



Ruthinium Disc Monocromático

Colores	A1 – A2 – A3 – A3,5 – B1 – B2 – C3 PINK – TRANSPARENT – RX
Cód.	7900087
Tamaños	<div>Ø 98,5 mm</div> <div>Ø 95 mm</div>
Espesores	16 mm – 20 mm – 25 mm



Ruthinium Disc Multilayer

Colores	A1 – A2 – A3 – A3,5 – B1 – B2 – C3
Cód.	7900088
Tamaños*	<div>Ø 98,5 mm</div> <div>Ø 95 mm</div>
Espesores	16 mm – 20 mm – 25 mm

*Tamaños y colores distintos disponibles a pedido.



**Ruthinium
Group**

We take care of your smile

Dental Manufacturing S.p.A.

Via Cà Mignola Nuova, 1699

45021 Badia Polesine - Rovigo (Italy)

+39 0425 51628 - 0425 590587

Fax +39 0425 590156

info@ruthinium.it



ruthinium.it

