

AcryRock 2 capas



4,60€

AcryPlus^{evo} 5 capas



16,41€

AcryLux 3 capas



8,23€

AcrySMART 5 capas



16,41€

AcryPlus 5 capas



11,62€

DISTRIBUIDOR:

HAGAN SUS PEDIDOS A SU DISTRIBUIDOR HABITUAL

OFERTA
ESTRELLA



RESINAS PARA PUENTES Y CORONAS ACRY C&B

Acry Lux disponible en colores - Acry Lux y Acry Lux Vita

Código	Disponible en	Oferta
064/1	Dentina envase 40 g.	24,10 €
064/2	Dentina envase 100 g.	32,89 €
064/3	Dentina envase 500 g.	117,10 €
065/1	Cervical envase 40 g.	24,10 €
065/2	Cervical envase 100 g.	32,89 €
066/1	Incisal envase 40 g.	24,10 €
066/2	Incisal envase 100 g.	32,89 €



LÍQUIDOS RESINAS PARA PUENTES Y CORONAS

Termopolimerizable

Código	Disponible en	Oferta
067/5	Líquido regular envase 60 ml.	19,81 €

Especial Espatular

Código	Disponible en	Oferta
068/5	Líquido especial envase 60 ml.	20,85 €

Autopolimerizable

Código	Disponible en	Oferta
069/5	Líquido Self-Curing envase 60 ml.	20,85 €
069/6	Líquido Self-Curing envase 250 ml.	48,53 €
069/7	Líquido Self-Curing envase 500 ml.	75,28 €



RESINAS PARA PUENTES Y CORONAS RADIOPACAS ACRY C&B RX

Código	Disponible en	Oferta
070/50	Dentina envase 100 grs.	32,89 €
069/5	Monómero envase 60 ml.	20,85 €

DISCOS DE RESINA PARA CAD CAM DE PUENTES Y CORONAS PROVISIONALES RUTHINIUM DISC. MONOCROMÁTICO

Colores: A1, A2, A3, A3'5, B1, B2, C3, ROSA, TRANSPARENTE Y RADIOPACA

Código	Disponible en	Oferta
	MONOCAPA Ø 98,5 mm	
790/87	Espesores 16 y 20 mm.	60,05 €
	MULTICAPA Ø 98,5 mm	
790/88	Espesores 16 y 20 mm.	90,95 €
	MONOCAPA Ø 95 mm	
790/0101	Espesores 16 y 20 mm.	60,05 €
	MULTICAPA Ø 95 mm	
790/0102	Espesores 16 y 20 mm.	90,95 €



RESINAS TERMOPOLIMERIZABLES

RESINA TERMOPOLIMERIZABLE PARA PRÓTESIS TOTAL, PARCIAL, COMBINADA Y REBASES ACRY POL R

Código	Disponible en	Oferta
082/2	Envase de 500 gr. polvo	34,80 €
083/2	Envase de 250 ml. líquido	14,51 €
085/2	Envase de 1000 gr. polvo	53,67 €
086/2	Envase de 500 ml. líquido	20,87 €
088/2	Envase de 5000 gr. polvo	200,05 €
088/3	Envase de 2500 ml. líquido	40,39 €



RESINA TERMOPOLIMERIZABLE PARA PRÓTESIS MÓVILES DE LARGA PLASTICIDAD ACRY POL LL (LONG LIFE)

Código	Disponible en	Oferta
092/2	Envase de 500 gr. polvo	44,93 €
093/2	Envase de 250 ml. líquido	17,32 €
095/2	Envase de 1000 gr. polvo	74,57 €
096/2	Envase de 500 ml. líquido	27,23 €
098/2	Envase de 5000 gr. polvo	297,07 €
098/3	Envase de 2500 ml. líquido	111,44 €



RESINA TERMOPOLIMERIZABLE RÁPIDA PARA PRÓTESIS MÓVILES ACRY POL FAST HC

Código	Disponible en	Oferta
100/200	Envase de 500 gr. polvo	45,98 €
100/203	Envase de 250 ml. líquido	17,14 €
100/201	Envase de 1000 gr. polvo	74,00 €
100/204	Envase de 500 ml. líquido	21,16 €
100/202	Envase de 5000 gr. polvo	298,20 €
100/205	Envase de 2500 ml. líquido	56,21 €



RESINA TERMOPOLIMERIZABLE DE ALTO IMPACTO PARA PRÓTESIS MÓVILES ACRY POL HI (HIGH IMPACT)

Código	Disponible en	Oferta
100/300	Envase de 500 gr. polvo	95,99 €
100/301	Envase de 250 ml. líquido	28,62 €
100/302	Envase de 1000 gr. polvo	180,70 €
100/303	Envase de 500 ml. líquido	36,19 €
100/304	Envase de 5000 gr. polvo	859,17 €
100/305	Envase de 2500 ml. líquido	79,68 €



RESINAS AUTOPOLIMERIZABLES

RESINA AUTOPOLIMERIZABLE PARA REPARACIONES ACRY SELF

Código	Disponible en	Oferta
105/2	Envase 500 g. polvo	51,34 €
106/3	Envase 250 ml. líquido	23,48 €
108/3	Envase 1.000 g. polvo	80,70 €
109/3	Envase 500 ml. líquido	38,30 €
111/2	Envase 5.000 g. polvo	368,34 €
111/3	Envase 2.500 ml. líquido	143,52 €



RESINA AUTOPOLIMERIZABLE RADIOPACA PARA PALADARES ACRY SELF RX

Código	Disponible en	Oferta
116/2	Envase de 100 gr. polvo	23,28 €
103/1	Envase de 50 ml. líquido	10,71 €



RESINA AUTOPOLIMERIZABLE DE VERTIDO PARA PRÓTESIS ESQUELÉTICAS ACRY SELF P

Código	Disponible en	Oferta
115/2	Envase 500 g. polvo	57,83 €
115/3	Envase 250 ml. líquido	19,67 €
115/5	Envase 1.000 g. polvo	97,96 €
115/6	Envase 500 ml. líquido	31,02 €
115/8	Envase 5.000 g. polvo	411,72 €
115/9	Envase 2.500 ml. líquido	120,69 €



RESINA AUTOPOLIMERIZABLE PARA ORTODONCIA ACRY ORT SC (SELF CURING)

Código	Disponible en	Oferta
122/2	Envase 500 g. polvo	52,03 €
123/2	Envase 250 ml. líquido	22,35 €
125/2	Envase 1.000 g. polvo	84,31 €
126/2	Envase 500 ml. líquido	38,30 €
128/2	Envase 5.000 g. polvo	367,93 €
129/2	Envase 2.500 ml. líquido	148,91 €



RESINAS PARA CUBETAS INDIVIDUALES

RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA CUBETAS

Código	Disponible en	Oferta
080/14	Envase 50 ud. Sup. Rosa	61,31 €
080/12	Envase 50 ud. Sup. Natural	61,31 €



RESINA AUTOPOLIMERIZABLE PARA CUBETA INDIVIDUAL ACRY TRAY

Código	Disponible en	Oferta
072/2	Envase 500 g. polvo	50,93 €
073/2	Envase 250 ml. líquido	17,18 €
075/2	Envase 1.000 g. polvo	83,27 €
076/2	Envase 500 ml. líquido	25,59 €



MATERIAL DE IMPRESIÓN

SILICONA DE ADICIÓN PARA LABORATORIO DUPLISTAR A+B

Código	Disponible en	Oferta
218/10	5 kilos + 5 kilos 70 SHORE	212,42 €
218/11	5 kilos + 5 kilos 90 SHORE	212,42 €



SILICONA DE CONDENSACIÓN PARA LABORATORIO RUTHINIUM LABOR MASS

Código	Disponible en	Oferta
218/5	5000 g. + 3 cat Shore 80	78,31 €
218/6	5000 g. + 3 cat Shore 90	78,31 €
218/7	Envase 40 g. - Catalizador gel	8,43 €



ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES

CHROMATIC ALGINATE

Código	Disponible en	Oferta
204/3	Envase 450 g.	8,44 €

DUST FREE ALGINATE

Código	Disponible en	Oferta
206/3	Envase 450 g.	8,44 €



SILICONA DUPLICAR DE ALTA PRECISIÓN STARGEL H.P.

Código	Disponible en	Oferta
352/3	Líquido base 1.000 g. + catalizador 1.000 g	92,77 €



**PRECIO
REBAJADO**

GELATINA PARA DUPLICAR MODELOS DE REVESTIMIENTO PARA CROMO COBALTO STARGEL

Código	Disponible en	Oferta
354/1	Envase 4.000 g.	54,17 €
355/1	Envase 10.000 g.	116,57 €



RESINAS DE IMPRESIÓN 3D

RU-001 TEMPORARY

Cod. producto: 0220001

Resina para impresión 3d biocompatible para la fabricación aditiva de puentes y coronas provisionales. Los provisionales creados con resina **ACRYPrint 3D RU-001 Temporary** pueden fijarse con cementos protésicos comunes. **ACRYPrint 3D RU-001 Temporary** está compuesta por resina metacrilada y rellenos inorgánicos co partículas de 0,4 a 3 micrómetros.

Envase 1000g

Color A2 - A3

Ventajas

- Materiales biocompatibles
- Excelentes propiedades mecánicas
- Bajas viscosidad
- Fácil de limpiar
- Radiocapa

MD
CLASSE IIA



RU-004 DENTURE HI

Cod. producto: 0220004

Resina fotopolimerizable destinada a ser utilizada en combinación con equipos de fotopolimerización extraoral. Adecuado para la fabricación tanto de prótesis completas o parciales removibles como de bases protésicas funcionales. **ACRY Print 3D RU-004 Dentures HI** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

Envase 1000g

Color Naranja-Rosa

Ventajas

- Alta precisión de ajuste
- Alto impacto

MD
CLASSE IIA



RU-002 MODEL

Cod. producto: 0220002

Resina fotopolimerizable destinada a ser utilizada en combinación con equipos de fotopolimerización extraoral. Adecuado para la producción de modelos dentales protésicos y ortodónticos. **ACRY Print 3D RU-002 Model** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

Envase 1000g

Color Gris

Ventajas

- Alta estabilidad dimensional
- Apariencia optimizada
- Implementable en el flujo digital



RU-005 GUIDE

Cod. producto: 0220005

Resina fotopolimerizable destinada a ser utilizada en combinación con equipos de fotopolimerización extraoral. Adecuado para la fabricación de plantillas quirúrgicas y planos de mordida protésicos y ortodónticos. **ACRY Print 3D RU-005 Guide** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

Envase 1000g

Color Transparente

Ventajas

- Estiramiento excepcional
- Apariencia transparencia
- Alta estabilidad UV
- Control óptico óptimo
- Esterilizable

MD
CLASSE IIA



RU-003 TRY-IN

Cod. producto: 0220003

Resina polimerizable curable a la luz prevista para el uso junto con un equipo de curado por la luz extraoral. Adecuado para la producción de pruebas funcionales, prótesis totales y maquetas estéticas. **ACRY Smile 3D RU-003 Try-in** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

Envase 1000g

Color A2

Ventajas

- Mayor biocompatibilidad Seguridad Clínica
- Mayor Resistencia al impacto
- Valores químico-físicos significativamente mejorados
- Alto impacto

MD
CLASSE I



Lista de precios

Código	Descripción	Oferta
0220001	ACRY PRINT 3D RU-001 TEMPORARY	421,20 €
0220002	ACRY PRINT 3D RU-002 MODEL	173,90 €
0220003	ACRY PRINT 3D RU-003 TRY-IN	283,20 €
0220004	ACRY PRINT 3D RU-004 DENTURE HI	362,80 €
0220005	ACRY PRINT 3D RU-005 GUIDE	295,70 €

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO "SUPER FINO" PARA METALES CERÁMICOS SIN GRAFITO KERA CASTING SUPER FINE

Código	Disponible en	Oferta
426/3	Envase polvo 4.200 g. (en bolsas individuales 150 g.)	36,82 €
430/3	Comp. líquido 1.000 ml	16,42 €

PRECIO
REBAJADO



REVESTIMIENTO RÁPIDO "SUPER FINO" PARA METALES CERÁMICOS SIN GRAFITO KERA CASTING SUPER FINE FAST

Código	Disponible en	Oferta
435/3	Envase polvo 4.200 g. (en bolsas individuales 150 g.)	43,33 €
435/4	Comp. líquido 1.000 ml	18,49 €

PRECIO
REBAJADO



REVESTIMIENTO AL AGUA PARA CROMO COBALTO CROMO CASTING

Código	Disponible en	Oferta
377/2	Envase polvo 20.000 g. (en bolsas individuales 400 g.)	92,80 €
430/3	Comp. líquido 1.000 ml	16,42 €



YESOS

YESO EXTRA DURO PARA MUÑONES STUMPS ROCK (TIPO 4)

Código	Disponible en	Oferta
243/1	Bidón 18 kg. Ocre	79,34 €

PRECIO
REBAJADO



YESO DURO PARA MODELOS RUTHINIUM STONE (TIPO 3)

Código	Disponible en	Oferta
224/1	Bidón 20 kg. Amarillo	42,46 €
224/2	Bidón 20 kg. Rosa	42,46 €
224/3	Bidón 20 kg. Azul	42,46 €

PRECIO
REBAJADO



YESO PARA ORTODONCIA ORTOSTONE

Código	Disponible en	Oferta
230/1	Bidón 18 kilos	68,16 €



CERAS

CERA PARA MODELAR PLASTIWAX

Código	Disponible en	Oferta
617/1	Envase 2.500 g. Climas Normales	48,74 €
618/1	Envase 2.500 g. Climas Cálidos	48,74 €



CERA EN BLOQUES PARA MODELAR CORONAS

Código	Disponible en	Oferta
858/501	Envase 50 g. Marfil	13,14 €
858/503	Envase 50 g. Verde	13,14 €



CERA ADHESIVA

Código	Disponible en	Oferta
855/3500	Envase 50 g. Rojo	11,79 €



CERA PARA MORDIDA EN BARRAS HARTIWAX

Código	Disponible en	Oferta
610/3	Envase 1 kilo Tipo Normal	33,30 €
611/3	Envase 1 kilo Tipo Blanda	33,30 €



HILO DE CERA EN BOBINA. NORMAL (AZUL)

Código	Disponible en	Oferta
607/25	Bobina 250 g. Ø 2,5 mm	25,69 €
607/30	Bobina 250 g. Ø 3 mm	25,69 €
607/35	Bobina 250 g. Ø 3,5 mm	25,69 €
607/40	Bobina 250 g. Ø 4 mm	25,69 €
607/50	Bobina 250 g. Ø 5 mm	25,69 €



HILO DE CERA EN BOBINA. DURA (VERDE)

Código	Disponible en	Oferta
608/25	Bobina 250 g. Ø 2,5 mm	25,69 €
608/30	Bobina 250 g. Ø 3 mm	25,69 €
608/35	Bobina 250 g. Ø 3,5 mm	25,69 €
608/40	Bobina 250 g. Ø 4 mm	25,69 €
608/50	Bobina 250 g. Ø 5 mm	25,69 €



CERA CALIBRADA LISA / CERA CALIBRADA RUGOSA

Código	Disponible en	Oferta
Tipo Liso		
614/30	Envase 15 láminas. Espesor 0,3 mm.	14,49 €
614/35	Envase 15 láminas. Espesor 0,35 mm.	14,49 €
614/40	Envase 15 láminas. Espesor 0,4 mm.	14,49 €
614/50	Envase 15 láminas. Espesor 0,5 mm.	14,49 €
614/60	Envase 15 láminas. Espesor 0,6 mm.	14,49 €
614/70	Envase 15 láminas. Espesor 0,7 mm.	14,49 €
614/80	Envase 15 láminas. Espesor 0,8 mm.	14,49 €
Tipo Rugoso		
615/30	Envase 15 láminas. Espesor 0,3 mm.	15,89 €
615/35	Envase 15 láminas. Espesor 0,35 mm.	15,89 €
615/40	Envase 15 láminas. Espesor 0,4 mm.	15,89 €
615/50	Envase 15 láminas. Espesor 0,5 mm.	15,89 €
615/60	Envase 15 láminas. Espesor 0,6 mm.	15,89 €
615/70	Envase 15 láminas. Espesor 0,7 mm.	15,89 €



MATERIAL PARA EL ABRILLANTADO Y PULIDO

PASTA PARA EL ABRILLANTADO ACRY LUX PASTA

Código	Disponible en	Oferta
565/1	Envase 1.000 g.	29,10 €
566/1	Envase 500 g.	19,17 €



CREMA PARA EL ABRILLANTADO DE LA RESINA ACRY LUX CREMA

Código	Disponible en	Oferta
568/1	Envase 250 g.	18,15 €



LÍQUIDO PARA EL ABRILLANTADO DE LA RESINA ACRY LUX LÍQUIDO

Código	Disponible en	Oferta
571/1	Envase 250 ml.	14,21 €



POMEZ EXTRA

Código	Disponible en	Oferta
572/1	Envase 5.000 g.	33,30 €
573/1	Envase 10.000 g.	49,99 €



MATERIAL VARIADO

ENDURECEDOR PARA MODELOS FLUID MODEL HARDENER

Código	Disponible en	Oferta
360/1	Envase 1.000 ml.	28,08 €
361/1	Envase 5.000 ml.	110,30 €



SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA CROMLUX

Código	Disponible en	Oferta
356/1	Envase 1.000 ml.	21,72 €
357/1	Envase 5.000 ml.	75,72 €



AISLANTE PARA YESO ACRY FILM

Código	Disponible en	Oferta
015/1	Envase 1.000 ml.	10,93 €



AISLANTE PARA YESO - RESINA - METAL SILICON FILM

Código	Disponible en	Oferta
217/1	A (25 ml.) + B (25 ml.)	55,76 €



REDUCTOR DE TENSIÓN PARA CERAS TENSIÓN REDUCER

Código	Disponible en	Oferta
612/1	Envase 100 ml.	5,73 €

